


Ricircolatori di raffreddamento della serie FC

Con capacità refrigerante da 0.6 a 2.5 kW per riscaldamento e raffreddamento

- Elevata stabilità della temperatura
- Gamma di temperatura di lavoro estesa a +80 °C
- Resistenza di riscaldamento integrata
- Tastiera con 2 display LED
- Rapporto tra temperatura ingresso/uscita regolabile
- Controllo refrigerazione a risparmio di energia
- Indicatore livello liquido (con indicatore visivo)
- Operazioni a temperatura ambiente fino a +40°C

Connessioni digitali e analogiche della serie FC:



- 1 Interfaccia RS232
- 2 Ingresso standby
- 3 Uscita allarme


FC1200T, FC1600T, FCW2500T

inoltre sono dotati di:

- 4 Sensore esterno Pt100
- 5 Programmazione esterna, registratore temperatura

Portata pompa

Liquido nella vasca: acqua



FC1600T



FC600S



FCW2500T


No. Cod. JULABO	Modello JULABO	Gamma temp. °C	Stabilità temp. °C	Capac. riscald. kW	Capacità refrigerante kW				Pompa premente l/min.	Manometro bar	Volume di riempim. litri	Dimensioni L x L x A cm	Peso kg
					20	10	5	-10	-20°C				

FC Ricircolatori di raffreddamento



9 600 060	FC600	-20 ... 80	±0.2	1.2	0.6	0.47	0.4	0.21	--	20	0.5	--	6 ... 8	35 x 54 x 49	48
9 600 063	FC600S	-10 ... 80	±0.2	1.2	0.5	0.37	0.3	0.1	--	22	1.2	--	6 ... 8	35 x 54 x 49	52
9 600 120	FC1200	-20 ... 80	±0.2	1.2	1.3	0.95	0.75	0.37	--	20	0.5	0 ... 2.5	8 ... 11	46 x 61 x 49	60
9 600 123	FC1200S	-15 ... 80	±0.2	1.2	1.2	0.85	0.65	0.26	--	22	1.2	0 ... 2.5	8 ... 11	46 x 61 x 49	66
9 600 160	FC1600	-20 ... 80	±0.2	1.2	1.65	1.25	1.0	0.47	--	20	0.5	0 ... 2.5	8 ... 11	46 x 61 x 49	65
9 600 163	FC1600S	-15 ... 80	±0.2	1.2	1.55	1.15	0.9	0.36	--	22	1.2	0 ... 2.5	8 ... 11	46 x 61 x 49	66

con connessione per sensore esterno Pt100



9 600 126	FC1200T	-10 ... 80	±0.2	1.2	1.1	0.75	0.55	0.15	--	28	3.5	0 ... 4.0	8 ... 11	46 x 61 x 49	67
9 600 166	FC1600T	-15 ... 80	±0.2	1.2	1.45	1.05	0.8	0.25	--	28	3.5	0 ... 4.0	8 ... 11	46 x 61 x 49	67

modelli raffreddati ad acqua

9 601 256	FCW2500T	-25 ... 80	±0.2	1.2	2.5	2.0	1.8	0.8	0.25	28	3.5	0 ... 4.0	8 ... 11	46 x 61 x 49	74
-----------	----------	------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	----	-----	-----------	----------	--------------	----

Inclusi con ogni strumento: 2 coppie di raccordi a portagomma per tubi con d.i. 8 e 12 mm (connettori pompa M16x1 m)

Disponibili a 230V/50Hz
FC600, FC600S, FC1600T/S/T, FCW2500T inoltre
disponibili a 230V/60Hz