


# Julabo



## REFRIGERATORI A PASSAGGIO DI FLUSSO



### EFFICIENZA

Per applicazioni di temperatura sotto la temperatura ambiente.

### VANTAGGI

Risparmio di preziosa acqua di rete.

### PRATICITA'



Design salva-spazio.

### APPLICAZIONI

- Refrigerazione supplementare, al posto di acqua di raffreddamento, quando collegato a termostati.
- Per mantenere basse temperature in vasche, vasi dewar, bicchieri etc.

### Modello FD 200 cod. 9.655.825

• Campo di temperatura di lavoro	°C	10...30
• Capacità refrigerante	°C	+20 +15 +10
	W	220 200 180
• Velocità flusso raccomandata	L/min	2 a 3
• Protezione da refrigerazione	°C	10
• Refrigerante		R134a
• Dimensioni (LxPxA)	Cm	18x27x39
• Peso	Kg	16
• Alimentazione	V/Hz	230/50

