


# Julabo



## REFRIGERATORI AD IMMERSIONE



### EFFICIENZA



Rapido raffreddamento di liquidi a basse temperature.

### VANTAGGI

Risparmio di preziosa acqua di rete.

### PRATICITA'



Design salva-spazio.

### APPLICAZIONI

- Refrigerazione supplementare, al posto di acqua di raffreddamento, quando collegato a termostati.
- Per mantenere basse temperature in vasche, vasi dewar, bicchieri etc.

### Modello FT 200 cod. 9.650.820

• Campo di temperatura di lavoro	°C	-20...30
• Capacità refrigerante	°C	+20 0 -20
	W	250 150 40
• Refrigerante		R134a
• Sonda immersione (L x dia.)	mm	90x40
• Tubo di collegamento (L)	mm	1200
• Dimensioni (LxPxA)	Cm	18x27x39
• Peso	Kg	18
• Alimentazione	V/Hz	230/50

