


Julabo



REFRIGERATORI AD IMMERSIONE



EFFICIENZA



Rapido raffreddamento di liquidi a basse temperature.

VANTAGGI

Risparmio di preziosa acqua di rete.

PRATICITA'



Design salva-spazio.

APPLICAZIONI

- Refrigerazione supplementare, al posto di acqua di raffreddamento, quando collegato a termostati.
- Per mantenere basse temperature in vasche, vasi dewar, bicchieri, etc.

Modello FT 400 cod. 9.650.840

• Campo di temperatura di lavoro	°C	-40...30
• Capacità refrigerante	°C	+20 0 -20 -30
	W	450 290 140 90
• Refrigerante		R134a
• Sonda immersione (L x dia.)	mm	120x50
• Tubo di collegamento (L)	mm	1200
• Dimensioni (LxPxA)	Cm	20x30x43
• Peso	Kg	24
• Alimentazione	V/Hz	230/50

