


Julabo



REFRIGERATORI AD IMMERSIONE



EFFICIENZA



Sonda flessibile.
Rapido raffreddamento di liquidi a basse temperature.

VANTAGGI

Risparmio di preziosa acqua di rete.

PRATICITA'



Design salva-spazio.

APPLICAZIONI

- Refrigerazione supplementare, al posto di acqua di raffreddamento, quando collegato a termostati.
- Come sostituto del ghiaccio freddo.

Modello FT 900 cod. 9.650.890

• Campo di temperatura di lavoro	°C	-90...30
• Capacità refrigerante	°C	+20 0 -20 -40 -80
	W	270 260 240 200 70
• Refrigerante		R404a/R23
• Sonda immersione (L x dia.)	mm	650x12.5
• Tubo di collegamento (L)	mm	1600
• Dimensioni (LxPxA)	Cm	38x55x60
• Peso	Kg	50
• Alimentazione	V/Hz	230/50

