

Scheda tecnica

Termostato a immersione MA-26



Informazioni prodotto

Modello: MA-26
No. Codice: 9.150.526

Disponibile con alimentazione:
 230V/50Hz
 115V/60Hz
 230V/60Hz

Informazioni & Supporto:

JULABO ITALIA Srl

Via Prestinari 2
 20158 – Milano (Mi)
 tel 02 39325483
 fax 02 39317064 –
www.julaboitalia.it
info@julaboitalia.it

Descrizione

Termostato di circolazione con vasca in acciaio inossidabile per operazioni all'interno e all'esterno della vasca.

I termostati di circolazione della serie TopTech, con le loro caratteristiche tecniche all'avanguardia, rappresentano la soluzione ideale per il controllo della temperatura in sistemi esterni chiusi.

La vasca è in acciaio di elevata qualità con struttura esterna verniciata a polvere e coibentazione è dotata di rubinetto di scarico.

Lo strumento viene fornito completo di coperchio. La serpentina di raffreddamento integrata per il collegamento all'acqua di rete permette operazioni vicino alla temperatura ambiente.

Vantaggi

- Multi-display LED con risoluzione 0.1 °C per temperatura attuale, setpoint, funzioni di allarme e sicurezza
- Tastiera per impostazione valori temperatura, set-point, valori di allarme e sicurezza e funzioni di menu
- Controllo temperatura tipo PID2 con compensazione derive
- Calibrazione temperatura ATC su 3 punti
- Sistema di pre-allarme per basso livello liquido
- Protezione da temperatura eccessiva regolabile e visualizzabile su display
- Interfaccia RS232 per controllo e programmazione in remoto tramite software gratuito Easy-Temp
- Portata pompa regolabile elettronicamente

Specifiche tecniche

Gamma temperatura di lavoro	20...200 °C
Controllo temperatura	PID2
Stabilità temperatura	+/-0.01 °C
Risoluzione display	0.1 °C
Capacità riscaldante	2000 W
Capacità pompa	Pressione: 230..450mbar Portata: 11..16 l/min
Serpentina di raffreddamento	integrata
Volume vasca	26 litri
Apertura vasca / profondità	22 x 30 / 20 cm
Dimensioni (LxPxA)	36 x 61 x 45 cm
Peso	26 Kg
Temperatura ambiente	5...40 °C
Classificazione in accordo a DIN 12876-1	3 (NFI)

Inclusi con ogni strumento 2 raccordi a portagomma per tubi con diametro interno 8 mm (connettori pompa M10x1 f).